

Para los **anestesiólogos** que día con día se preocupan más por ofrecer el mejor cuidado

## BANDEJAS PARA ANESTESIA EPIDURAL



con los elementos necesarios para la administración de anestesia y/o analgesia epidural con total **seguridad**.

### KIT BD PERISAFE™ I

Kit con los componentes básicos para el procedimiento de **anestesia regional epidural**

- **Aguja epidural BD Tuohy™**
- **Catéter Perisafe™** (Nylon), con 3 orificios laterales resistente al quiebre
- **Jeringa Epilor™** de 7 mL de baja resistencia, con triple anillo que ayudan a tener mejor precisión en la prueba de pérdida de resistencia
- **Adaptador con conexión Luer-lok™** para ajuste preciso del catéter, evitando desconexiones accidentales
- **Guía y filtro**



Código	Clave SS	Descripción	Caja	Presentación comercial
400679	060.345.2152	Aguja Tuohy 16G x 3 1/2" Catéter epidural 19G x 36"	10 piezas	1 caja = 10 unidades
405067	060.345.2152	Aguja Tuohy 17G x 3 1/2" Catéter epidural 19G x 36"	10 piezas	1 caja = 10 unidades
405066		Aguja Tuohy 18G x 3 1/2" Catéter epidural 20G x 36"	10 piezas	1 caja = 10 unidades

### KIT BD PERISAFE™ IV

**Kit completo** para la administración de anestesia y/o analgesia epidural

- **Aguja epidural BD Tuohy™**
- **Jeringas Plastipak™** 3 mL y 20 mL
- **Jeringa Epilor™** de 7 ml de baja resistencia, con triple anillo que ayudan a tener mejor precisión en la prueba de pérdida de resistencia
- **Catéter epidural Perisafe™** (Nylon), con 3 orificios laterales resistente al quiebre
- **Adaptador con conexión Luer-lok™** para ajuste preciso del catéter, evitando desconexiones accidentales
- **Agujas hipodérmicas PrecisionGlide™** 18G x 1 1/2", 21G x 1 1/2", 25G x 5/8"
- **Filtro de 0.2 Micras** para prevenir infecciones.



Código	Clave SS	Descripción	Caja	Presentación comercial
405027		Aguja Tuohy 17G x 3 1/2" Catéter epidural 19G x 36"	20 piezas	1 caja = 20 unidades
405163		Aguja Tuohy 18G x 3 1/2" Catéter epidural 20G x 36"	20 piezas	1 caja = 20 unidades

### KIT BD PERISAFE™ IV PEDIÁTRICO

**Kit** con los componentes para realizar la infiltración y el procedimiento de anestesia regional epidural

Código	Clave SS	Descripción	Caja	Presentación comercial
400717		Aguja Tuohy 18G x 2" Catéter epidural 20G x 36"	20 piezas	1 caja = 20 unidades

### KIT BD PERISAFE™ VI

**Kit** con los componentes para realizar la asepsia, infiltración y el procedimiento de anestesia regional epidural

Código	Clave SS	Descripción	Caja	Presentación comercial
405179	060.345.3424	Aguja Tuohy 17G x 3 1/2" Catéter epidural 19G x 36"	10 piezas	1 caja = 10 unidades
400722		Aguja Tuohy 18G x 3 1/2" Catéter epidural 20G x 36"	10 piezas	1 caja = 10 unidades

### KIT BD DURASAFE™

**La mejor solución para el procedimiento de anestesia regional combinada.**

**Kit completo** para realizar la asepsia, infiltración y el procedimiento epidural - espinal

Incluye la aguja espinal **BD™ Whitacre** y la aguja epidural **BD™ Tuohy**, convirtiéndolo en la mejor solución para anestesia regional combinada al permitir la realización con éxito de la asepsia, infiltración y el procedimiento epidural-espinal



Código	Clave SS	Descripción	Caja	Presentación comercial
400713		Aguja Tuohy 17G x 3 1/2" Catéter Epidural Cal. 19G Long. 36" (914,4mm)	10 piezas	1 caja = 10 unidades
400714		Aguja Tuohy 18G x 3 1/2" Catéter Epidural Cal. 20G Long. 36" (914,4mm)	10 piezas	1 caja = 10 unidades

### Bandejas para Anestesia Epidural BD

con lo necesario para realizar la asepsia, infiltración y procedimiento.



#### Control del dolor

Los catéteres epidurales están diseñados para reducir el riesgo de doblez, mejorando el confort del paciente.



#### Mayor control clínico

Los Kits BD Perisafe™ contienen la aguja epidural BD™ Tuohy, que gracias a su forma ergonómica permite una mayor precisión al tacto durante la utilización de las jeringas de pérdida de resistencia BD Epilor™.

Si desea conocer más acerca de la gama de productos BD® no dude en comunicarse conmigo **NOMBRE Y TELÉFONO DEL ASESOR**